

CONTRAZIONE TG/GT AUTOMATICO

- AUTOMATIC SHRINKAGE

Apparecchio automatico per la determinazione del cuoio leather shrinkage (tg/gt)



Specifiche Tecniche

APPARECCHIO AUTOMATICO PER LA DETERMINAZIONE DEL CUOIO LEATHER SHRINKAGE (TG/GT)
secondo le norme:- IUP 16- ISO 3380

Specifiche costruttive

- Cabina in acciaio verniciata antiacido
- Bicchiere di immersione in vetro di adeguato spessore
- Sistema digitale di precisione della contrazione e rilascio
- Sistema magnetico di miscelazione liquido di prova
- Resistenza corazzata di riscaldamento con supporto in acciaio
- Sistema di controllo e di sollevamento campione a temperatura impostata raggiunta
- Sistema di controllo e di immersione campione a temperatura impostata raggiunta
- Sistema ad Encoder per la lettura dello spostamento lineare

Cabina di controllo

- Interruttore magnetotermico di sicurezza
- Pulsanti START/STOP
- Indicatore programmatore digitale della temperatura
- Programmatore analogico dell'incremento di temperatura
- Indicatore programmatore della contrazione con ciclo di taratura
- Sistema ottico acustico di fine ciclo e di valore di contrazione raggiunto

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143

www.zetalab.it - info@zetalab.it

Zetalab.it

Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**