

DINAMOMETRO ELETTRONICO DIGITALE

per prove di trazione, compressione, perforazione



Specifiche Tecniche

Apparecchio DINAMOMETRO ELETTRONICO DIGITALE per prove di trazione, compressione, perforazione, secondo le norme internazionali:- ISO - UNI - IUP - IUF - BS - AFNOR – ASTM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Velocità di trazione regolabile da 50mm./min. a 500mm./min.
- Cella elettronica di carico da 300 Kgs.
- Supporto in lamiera di acciaio verniciata antiacido.
- Gruppo motoriduttore di trazione di precisione.
- Morsetti di presa realizzati in ACCIAIO a forte tenuta.
- Soffietti no-oil anti intrusione
- Piedini regolabili con base di gomma antiscivolo
- Sistema di taratura rapido con possibilità di impostazione peso ed unità di misura.
- Gruppo di supporto antivibrazione

ACCESSORI

- Personal Computer e Software di gestione.
- Morsetti Speciali- Fustelle normalizzata.
- Celle di carico Certificate da 5 -10-50-100-500 Kg