

# MISURATORE SPESSORE DIGITALE - DIGITAL THICKNESS

Apparecchio digitale per la misura dello spessore - Electronic digital thickness tester



APPARECCHIO PER LA MISURA DELLO SPESSORE

ref. "IG/MS"

allestito secondo le norme: ISO - UNI - UNI/ISO - UNIGOMMA - IUP/4 - IUP/5

## Caratteristiche tecniche

Questa apparecchiatura viene usata per qualsiasi tipo di cuoio ed è particolarmente adatta per cuoio da tomaia.

## Caratteristiche costruttive

- Carcasa portante in lamiera di acciaio di adeguato spessore debitamente verniciata antiacida in resina epossidica
- Gruppo di misura realizzato a norma con piani in ACCIAIO INOX 18,'8
- Misuratore dell spessore tramite sistema digitale con lettura 0,01 mm.
- Corsa 10mm

Quadro comandi con:

- Interruttore Magnetotermico generale
- Display Lcd
- Pulsante Reset

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova  
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143

[www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)

**Zetalab.it**

Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**